

countourel®
Fils résorbables PDO

croma

Affirmer
sa beauté.



Informations produits pour
les professionnels de santé





Affirmer sa beauté.

En tant que professionnel de santé, s'informer sur les dernières évolutions et techniques en médecine esthétique est essentiel pour proposer un protocole de soins adaptés à vos patients.

Les fils PDO¹⁻³, fabriqués à base de polydioxanone, offrent à vos patients une méthode anti-âge simple et sans intervention chirurgicale pour lisser, raffermir et repositionner les tissus⁴.

Le PDO est une fibre synthétique solide et biocompatible utilisée depuis plus de 30 ans dans le secteur de la chirurgie esthétique et en milieu hospitalier pour la réalisation des sutures cutanées et sous-cutanées.

Il est naturellement absorbé par les tissus et offre une option de traitements tolérés et multiples pour le patient dont les besoins esthétiques évoluent avec l'âge⁴.

Les professionnels de santé **optent de plus en plus pour les fils tenseurs ou de bio-régénération**, car ils sont **simples à poser, à utiliser et la période de récupération pour les patients est plus rapide qu'après une chirurgie**. Les fils PDO sont choisis pour **redéfinir les contours, repositionner les tissus, retrouver les volumes initiaux, atténuer les rides et ridules, améliorer le teint, l'élasticité et la texture de la peau**.

Pourquoi intégrer les fils PDO dans votre pratique ?

DEMANDE CROISSANTE DE PROCÉDURES DE LIFTING⁴

VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION⁵

PART DE MARCHÉ EN HAUSSE⁶

La demande de procédures n'impliquant pas d'intervention chirurgicale étant en hausse et au regard des résultats qu'offrent les fils PDO, les médecins qui intégreront cette technique à leur pratique pourront proposer à leurs patients une solution pratique et efficace pour répondre à leurs attentes esthétiques.




Quelle est la particularité des fils countourel® ?

1

RÉSISTANCE À LA TRACTION

Une importante résistance à la traction offre une capacité de lifting maximale⁷

Test de fixation



Le test de fixation est un test standardisé réalisé en positionnant des fils dans du silicone avec une gaze pour mesurer la traction

2

CAPACITÉ DE FIXATION

La technique de moulage brevetée garantit des crans stables et durables et assure une excellente capacité d'ancrage.⁷

3

CONDITIONNEMENT

Le conditionnement individuel et unique des fils limite la perte de produit, la pénétration de l'humidité et le risque de contamination tout en assurant la stabilité après ouverture.




CE
2292

4

MANCHON ERGONOMIQUE & CAPUCHON SUR LE MANCHON

Un manchon ergonomique et un capuchon sur le manchon pour un traitement tout en douceur. Le capuchon du manchon fixe le fil et évite toute modification ou tout retrait du fil lors de la procédure.



CE
2292



Une gamme unique pour des traitements personnalisés

countourel® mono ● ● ● ● ● ● ●

Un fil lisse pour revitaliser la peau

Résultats

- Éclat
- Correction des rides et ridules
- Raffermissment et illumination
- Revitalisation

Traitements les plus fréquents

- Raffermissment de la peau du visage et du corps
- Correction des contours du visage et du corps
- Correction des rides et ridules
- Correction du contour des lèvres
- Raffermissment de la partie médiane du cou
- Rajeunissement de la zone du cou et du décolleté



Aiguille		Fil	
gauge	longueur	longueur	USP (diamètre)
29g	40mm	70mm	6-0
30g	25mm	30mm	6-0

countourel® jamber I ● ● ● ● ● ● ●

Un fil torsadé idéal pour la peau fine et fragile du contour des yeux

Résultats

- Défroisser, déplier
- Volumisation naturelle
- L'embout de la canule minimise la douleur et le risque d'irritation

Traitements les plus fréquents

- Correction des rides et ridules
- Vallée des larmes
- Pattes d'oie
- Sillons nasogéniens
- Contour de la lèvre supérieure



Canule		Fil	
gauge	longueur	longueur	USP (diamètre)
27g	50mm	205mm	5-0

countourel® jamber tanxing ●●●●●●●


Un fil torsadé spécialement prévu pour la pointe du nez

Résultats

- Éclat
- Correction des rides et ridules
- Raffermissment et illumination
- Revitalisation

Traitements les plus fréquents

- Application verticale pour corriger la pointe du nez
- Rehaussement et renforcement de l'arête nasale



Canule		Fil	
gauge	longueur	longueur	USP (diamètre)
21g	60mm	175mm	2-0
23g	60mm	155mm	3-0

countourel® barbed ●●●●●●●


Des crans moulés fabriqués par la technologie du fil en spirale à 360° pour fixer et repositionner les tissus

Résultats

- Repositionnement
- Restructuration

Traitements les plus fréquents

- Lifting des tiers médian et inférieur du visage
- Correction des contours du visage et du corps
- Rehaussement des sourcils



Canule		Fil	
gauge	longueur	longueur	USP (diamètre)
19g	90mm	160mm	3-0

Les fils les plus tractants de la gamme

countourel® ultra ●●●●●●●●

Des crans bidirectionnels pour fixer et repositionner les tissus

Résultats

- Fixation et ancrage
- Repositionnement des tissus

Traitements les plus fréquents

- Correction du contour des tiers médian et inférieur du visage pour une peau plus lisse
- Correction du double menton
- Correction du contour des zones du corps pour une peau plus lisse
- Rehaussement des sourcils



Disponibilité :

Canule en forme de W Canule en forme de L

Canule		Fil	
gauge	longueur	longueur	USP (diamètre)
18g	100mm	185mm	2-0
19g	100mm	185mm	3-0

countourel® ultra + ●●●●●●●●

Des crans multidirectionnels pour fixer et repositionner les tissus lourds

Résultats

- Fixation ultime
- Repositionnement des tissus

Traitements les plus fréquents

- Correction du contour des tiers médian et inférieur du visage pour une peau plus lisse
- Correction du double menton
- Correction du contour des zones du corps pour une peau plus lisse
- Rehaussement des sourcils



Disponibilité :

Canule en forme de W Canule en forme de L

Canule		Fil	
gauge	longueur	longueur	USP (diamètre)
18g	100mm	185mm	2-0



countourel® max ● ● ● ● ● ● ● ●

Des crans multidirectionnels avec un pouvoir élevé de traction et de résistance pour un effet liftant important sans chirurgie

Résultats


- Fixation et ancrage ultimes
- Regroupement des tissus

Traitements les plus fréquents

- Correction du contour des tiers médian et inférieur du visage pour une peau plus lisse
- Correction des rides profondes
- Correction du contour des zones du corps pour une peau plus lisse
- Réhaussement des sourcils

Disponibilité :

Canule en forme de W Canule en forme de L



CE
2292

Canule		Fil	
gauge	longueur	longueur	USP (diamètre)
18g	100mm	185mm	2-0



Quel type de fil pour quel patient ?

countourel® ultra :


Pour les patients **dont la peau est fine à normale** et qui sont à la recherche d'un résultat durable et naturel.

countourel® ultra+ :

Pour les patients **dont la peau est normale à épaisse, relâchement cutané, repositionnement plus intense des tissus** et qui sont à la recherche d'un résultat durable et naturel.

countourel® max :


Pour les patients **dont la peau est épaisse** et qui sont à la recherche d'un effet liftant important. Un fil idéal pour le traitement du **relâchement cutané mais davantage pour le regroupement des tissus (pommettes)**, notamment chez les hommes et les femmes ayant une peau lourde, et sur les zones du corps.



Résistance à la traction supérieure

Pour mesurer la résistance à la traction, le test a été mené selon la norme USP 881, la norme applicable aux tests de résistance à la traction des fils chirurgicaux à l'aide de la machine de test universelle Shimadzu d'AAC.

Les résultats révèlent que countourel® ultra 18G a une résistance à la traction plus élevée que le produit concurrent, suivi de countourel® max.



*Le Newton [N] est une unité de mesure permettant de mesurer la force. Un Newton correspond à la force capable de déplacer une masse de 1 kilogramme sur 1 mètre en 1 seconde.

Force de fixation

Condition du test :

un nombre précis de fils est inséré dans un morceau de viande d'un poids précis. On vérifie ensuite si les fils sont suffisamment solides pour soulever le morceau de viande.

Les fils countourel® ont une capacité de traction importante jusqu'à 5kg.⁷

countourel® ultra 18G 100mm

nombre de fils	8 unités
poids	3.5 kg



countourel® ultra + 18G 100mm

nombre de fils	6 unités
poids	5 kg





Références :

- 1 Shimizu, Y. & Terase, K. (2013) Thread lift with absorbable monofilament threads.
- 2 Costan, V.V., Popescu, E., Sulea, D. & Stratulat, I.S. (2017) A new indication for barbed threads: static reanimation of the paralyzed face. *Journal of Oral and Maxillofacial Surgery*.
- 3 Suh, D.H., Jang, H.W., Lee, S.J., Lee, W.S. & Ryu, H.J. (2015) Outcomes of polydioxanone knotless thread lifting for facial rejuvenation. *Dermatologic Surgery*, 41(6), 720-725.
- 4 Cobo R. Use of Polydioxanone threads as an alternative in nonsurgical procedures in facial rejuvenation. *Facial Plastic Surgery*. 2020;36(04):447–52.
- 5 WHO, Octobre 2022
- 6 Rapport sur le marché des fils de médecine esthétique 2023, Clarivate
- 7 Données internes

Résultats du traitement

avant



après 4 semaines



Correction du tiers médian du visage,
correction des sillons nasogéniens
et redéfinition de la mandibule
avec countourél® ultra & max

avant



après 4 semaines



Repositionnement du tiers médian du visage
avec countourél® ultra & ultra +

avant



après 4 semaines



Correction d'une légère asymétrie du
sourcil gauche avec countourel® ultra

avant



après 4 semaines



Repositionnement du tiers médian du visage
avec countourel® ultra & ultra +

Fabriqué par :

J World Co., Ltd. 101, 106, GMP 101, 79,
Uiryodanji-gil, Okcheon-eup, Okcheon-gun,
Chungcheongbuk-do, Korea

Distribué par :

Croma France
24 rue Berbier du Mets
75013 Paris

Service clients : 01.48.42.01.47
E-mail : info@cromapharma.fr

Pour en savoir plus :



www.croma.at



[Croma.pharma.france](https://www.facebook.com/Croma.pharma.france)